

WbおよびElisa用抗Spz1ポリクローナル抗体 - Q9Bxg8

商品番号: CM0023611

前書き

ヒトSPZ1に対するウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。精子形成に関与する転写因子であるヒトおよびラットのSPZ1を認識します。生殖生物学および腫瘍学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SPZ1 ウサギpAb
備考/別名	CILD38; NYD-TSP1; PPP1R148; SPZ1
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	84654
免疫原	ヒトSPZ1 (NP_115956.3) のアミノ酸1-430番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q9BXG8
タンパク質分子量	49kDa
発送方法	保冷剤