

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用Anti-Sqleポリクローナル抗体 - Q14534

商品番号: CM0020603



前書き

ヒトスクアレンモノオキシゲナーゼ (SQLE) に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAに対応。ヒト、マウス、ラットで検証済み。コレステロール代謝および肝臓疾患の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	SQLE Rabbit pAb
備考/別名	SQLE
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6713
GeneID	6713
免疫原	ヒトSQLE (NP_003120.2) のアミノ酸300-400に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q14534
タンパク質分子量	64kDa
配送	アイスバッグ