

Wb、Elisa用 Anti-Sqrdl ポリクローナル抗体 - Q9Y6N5

商品番号: CM0026197



前書き

ヒト

SQRD (硫化水素:キノンオキシドレダクターゼ) に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットに反応。ミトコンドリア硫化水素酸化研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SQRD ウサギ pAb
備考/別名	SQR; SQRD; CGI-44; PRO1975
種	ヒト
遺伝子ID	58472
免疫原	ヒト SQRD (NP_067022.1) のアミノ酸 211-450 に対応する組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y6N5
タンパク質分子量	50kDa
発送	保冷バッグ