


Wb、Elisa用抗Sqs/Fdft1ウサギモノクローナル抗体 - P37268

商品番号: CM0010313



前書き

ヒトSQS/FDFT1（スクアレノ合成酵素）を標的とするウサギモノクローナル抗体。マウスおよびラットとの交差反応性を有し、WBおよびELISAで検証済み。コレステロール代謝および脂質生合成研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SQS/FDFT1ウサギmAb
備考/別名	SS; SQS; DGPT; ERG9; SQSD; SQS/FDFT1
種	ヒト
GeneID	2222
免疫原	ヒトSQS/FDFT1（P37268）のアミノ酸150～250内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P37268
タンパク質分子量	48kDa
輸送	保冷バッグ