


Anti-Sqs/Fdft1 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - P37268

商品番号: CM0025925



前書き

ヒトSQS/FDFT1（スクアレン合成酵素）に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの実験が検証済みです。ヒト、マウス、ラットと反応します。コレステロール生合成の研究に適しています。免疫原：組換えタンパク質（アミノ酸1-260）。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SQS/FDFT1 ウサギpAb
別名	SS; SQS; DGPT; ERG9; SQSD; SQS/FDFT1
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	2222
GeneID	2222
免疫原	ヒトSQS/FDFT1（NP_004453.3）のアミノ酸1～260に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
応用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P37268
タンパク質分子量	48kDa
発送方法	保冷剤