

Wb、Elisa用抗Sqstm1ウサギポリクローナル抗体 - Q64337

商品番号: CM0022823



前書き

SQSTM1/p62を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロット（WB）およびELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットのSQSTM1を検出し、約48

kDa付近に予測バンドが確認されます。オートファジーおよび細胞シグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SQSTM1ウサギpAb
備考／別名	Osi、p62、A170、STAP、OSF-6、STONE14、SQSTM1
種	マウス
遺伝子ID	18412（マウス）
免疫原	マウスSQSTM1（NP_035148.1）のアミノ酸250～350内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q64337
タンパク質分子量	48 kDa
輸送	保冷剤