


Anti-Sqstm1/P62 モノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Ip、Elisa用） - Q13501

商品番号: CM0002213



前書き

ヒト SQSTM1/p62 (Q13501)

を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISA

で検証済みであり、マウスおよびラットと交差反応します。オートファジーおよび神経変性疾患の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SQSTM1/p62 Rabbit mAb
備考/別名	p60; p62; A170; DMRV; OSIL; PDB3; ZIP3; p62B; NADGP; FTDALS3; SQSTM1/p62
種	ヒト
遺伝子ID	8878
免疫原	ヒト SQSTM1/p62 (Q13501) のアミノ酸341-440領域内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13501
タンパク質分子量	48kDa
配送	保冷バッグ