


Anti-Sqstm1/p62 ポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用） - Q13501

商品番号: CM0025834



前書き

WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA用 Anti-SQSTM1/p62 ポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットの SQSTM1/p62 (48kDa) を認識します。オートファジー、ユビキチンシグナル伝達、および神経変性研究のための重要なツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SQSTM1/p62 Rabbit pAb
備考/別名	p60; p62; A170; DMRV; OSIL; PDB3; ZIP3; p62B; NADGP; FTDALS3; SQSTM1/p62
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8878
GeneID	8878
免疫原	組換えタンパク質（ヒト SQSTM1/p62 (NP_003891.1) のアミノ酸 1-440 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質）
ソース	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13501
タンパク質分子量	48kDa
配送	アイスバッグ