


Wb、If/Icc、Ip、Elisa用抗Sqstm1/P62ウサギポリクローナル抗体 - Q13501

商品番号: CM0016923



前書き

ヒトSQSTM1/p62に対するウサギポリクローナル抗体です。WB、IF/ICC、IP、ELISAでの使用が検証済みで、マウスおよびラットと交差反応性を示します。オートファジー、ユビキチンシグナル伝達、神経変性研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SQSTM1/p62 ウサギ pAb
別名	p60; p62; A170; DMRV; OSIL; PDB3; ZIP3; p62B; NADGP; FTDALS3; SQSTM1/p62
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8878
遺伝子ID	8878
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13501
タンパク質分子量	48kDa
発送方法	氷袋梱包