

Wb、Elisa用 抗Sr-Bi ウサギポリクローナル抗体 - Q8Wtv0

商品番号: CM0017764

前書き

ヒトSR-BI（CLA1、CD36L1）に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性あり。コレステロール恒常性、HCV侵入、スカベンジャー受容体生物学の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SR-BI ウサギ pAb
備考/別名	CLA1; SRB1; CLA-1; SR-BI; CD36L1; HDLCQ6; HDLQTL6
種	ヒト
GeneID (ヒト)	949
GeneID	949
免疫原	ヒトSR-BI（NP_005496.4）のアミノ酸1-100に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8WTV0
タンパク質分子量	61kDa
配送	保冷バッグ