

Wb、Ihc-P、Ip、Elisa用抗Srタンパク質リピートウサギモノクローナル抗体 - Q13247

商品番号: CM0012357



前書き

このウサギモノクローナル抗体は、ヒト、マウス、ラットのSRタンパク質リピート（SRSF6/SRP55）を認識します。WB、IHC-

P、IP、ELISAで検証済みです。分子量は約40 kDaです。スプライシング研究および疾患モデル研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SRタンパク質リピート ウサギmAb
備考/別名	B52; SFRS6; SRP55; HEL-S-91; SRタンパク質リピート
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6431
GeneID	6431
免疫原	ヒトSRタンパク質リピート (Q13247) のアミノ酸100~200内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13247
タンパク質分子量	40kDa
配送	保冷バッグ