


Wb、Elisa用抗Sra1ポリクローナル抗体 - Q9Hd15

商品番号: CM0021393



前書き

WBおよびELISA用のウサギ由来ポリクローナル抗SRA1抗体です。ステロイド受容体の制御と腫瘍形成に与する転写コアクチベーターであるヒトSRA1（SRAP）を標的としています。ヒトとラットに交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SRA1 ウサギ pAb
別名	SRA; SRAP; STRAA1; pp7684; SRA1
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10011
遺伝子ID	10011
免疫原	合成ペプチド：ヒトSRA1（NP_001030312.2）のアミノ酸1～100番の配列に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用アッセイ	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q9HD15
タンパク質分子量	24kDa
発送方法	氷袋