


Anti-Src Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - P12931

商品番号: CM0015708



前書き

このウサギポリクローナル抗体は、ヒトSrc（c-Src、p60-Src）を標的とし、マウスおよびラットとの交差反応性を示します。WBおよびELISAで検証済みであり、チロシンキナーゼシグナル伝達、細胞接着、および癌発生に関する研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Src Rabbit pAb
備考/別名	ASV; SRC1; THC6; c-SRC; p60-Src; Src
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6714
遺伝子ID	6714
免疫原	ヒトSrc (NP_005408.1) のアミノ酸410-536に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	P12931
タンパク質分子量	60kDa
配送	アイスバッグ