

Wb、Elisa用抗Srd5A1ポリクローナル抗体 - P18405

商品番号: CM0015001

前書き

ヒトSRD5A1に対するウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。マウスおよびラットと交差反応します。アンドロゲンシグナル伝達、ステロイド代謝、性分化研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SRD5A1 ウサギpAb
別名/略称	S5AR 1; SRD5A1
対象種	ヒト
遺伝子ID	6715
免疫原	ヒトSRD5A1 (NP_001038.1) のアミノ酸100-200領域内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P18405
タンパク質分子量	29kDa
輸送方法	氷袋