


Wb、Elisa用 抗Srd5A2 モノクローナル抗体 - P31213

商品番号: CM0003682



前書き

SRD5A2を標的とする高品質なウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。アンドロゲン代謝の鍵となる酵素であるヒト、マウス、ラットのSRD5A2を検出します。前立腺生物学研究に適しています。P31213。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SRD5A2 ウサギ mAb
種	ヒト
GeneID	6716 (ヒト)
免疫原	ヒトSRD5A2 (P31213) のアミノ酸1-100に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P31213
タンパク質分子量	28 kDa
発送	保冷バッグ