

Wb、If/Icc、Elisa用抗Srebf1ウサギポリクローナル抗体 - P36956

商品番号: CM0016375



前書き

ヒトSREBF1（SREBP1）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。コレステロール生合成、脂質恒常性、代謝調節の研究に最適です。マウスおよびラットと交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SREBF1ウサギpAb
注記／別名	HMD、IFAP2、SREBP1、bHLHd1、SREBF1
種	ヒト
GeneID（ヒト）	6720
GeneID	6720
免疫原	ヒトSREBF1（NP_004167.3）のアミノ酸200～310に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P36956
タンパク質分子量	122kDa
発送方法	保冷バッグ