


Wb、If/Icc、If-P、Elisa用Anti-Srebf2ウサギポリクローナル抗体 - Q12772

商品番号: CM0020421



前書き

ヒトSREBF2（SREBP-2）を標的とするウサギポリクローナル抗体。SREBF2はコレステロール生合成を制御する主要な転写因子です。ウェスタンブロット、免疫蛍光、ELISAに適しており、マウスとも交差反応します。脂質代謝研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SREBF2 Rabbit pAb
備考／別名	SREBP2; bHLHd2; SREBP-2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6721
遺伝子ID	6721
免疫原	ヒトSREBF2 (NP_004590.2) のアミノ酸401～500に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、IF-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q12772
タンパク質分子量	124kDa
輸送	保冷バッグ