


抗Srebp2ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - Q12772

商品番号: CM0015831



前書き

ヒトのステロール制御エレメント結合タンパク質2（Q12772）を標的とするSREBP2ウサギポリクローナル抗体です。WB、IHC-

P、ELISAへの使用に適しており、マウスおよびラットと交差反応します。コレステロール生合成および脂質代謝経路の研究に欠かせないツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SREBP2 Rabbit pAb
略称・別名	SREBP2; bHLHd2; SREBP-2
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	6721
GeneID	6721
免疫原	ヒトSREBF2（NP_004590.2）のアミノ酸155～310番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
産生源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q12772
タンパク質分子量	124kDa
輸送方法	保冷剤