

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Srfラビットポリクローナル抗体 - P11831

商品番号: CM0026216



前書き

ヒトSRFを標的とする高品質なラビットポリクローナル抗体。WB、IHC-

P、ELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性があります。転写制御および心臓発達の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SRF Rabbit pAb
備考/別名	MCM1; SRF
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6722
遺伝子ID	6722
免疫原	合成ペプチド；ヒトSRF (NP_003122.1) のアミノ酸321-420領域内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P11831
タンパク質分子量	52kDa
配送	氷袋