

抗Srfbp1ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q8Nef9

商品番号: CM0027341

前書き

ヒトSRFBP1に対するウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロット（WB）およびELISAでの検証が完了しており、マウスと交差反応性を示します。心臓遺伝子転写およびSLC2A4プロセッシングの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SRFBP1 ウサギ pAb
別名	P49; Rlb1; BUD22; STRAP; p49/STRAP; SRFBP1
対象種	ヒト
遺伝子ID	153443
免疫原	ヒトSRFBP1（NP_689759.2）のアミノ酸1-300番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q8NEF9
タンパク質分子量	49kDa
発送方法	氷袋梱包