

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Sriウサギポリクローナル抗体 - P30626

商品番号: CM0030718



前書き

心臓カルシウム結合タンパク質SRI（ソルシン）に対するKO検証済みウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAに適しており、ヒト、マウス、ラットへの交差反応性を示します。興奮収縮連関研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] SRI ウサギ pAb
備考/別名	SCN; V19; CP22; CP-22; RI
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6717
GeneID	6717
免疫原	ヒトSRI (NP_003121.1) のアミノ酸1-198に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P30626
タンパク質分子量	22kDa
発送	保冷バッグ