


Wb、Elisa用 抗Srmポリクローナル抗体 - P19623

商品番号: CM0029797



前書き

SRMウサギpAbは、スペルミジン合成酵素を標的とするポリクローナル抗体であり、WBおよびELISA用に検証済みで、ヒト、マウス、ラットへの交差反応性を示します。ポリアミン生合成研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SRMウサギpAb
備考/別名	PAPT; SPS1; SPDSY; SRML1; SRM
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6723
GeneID	6723
免疫原	ヒトSRM (NP_003123.2) のアミノ酸1-302に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P19623
タンパク質分子量	34kDa
発送	保冷バッグ