


Wb、Elisa用 Anti-Srp14 ポリクローナル抗体 - P37108

商品番号: CM0015595



前書き

ヒトSRP14を標的とするウサギポリクローナル抗体。
WBおよびELISAで検証済み。15
kDaのシグナル認識粒子構成要素であるヒト、マウス、
ラットのSRP14を認識します。小胞体へのタンパク
質移行研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SRP14 ウサギ pAb
備考/別名	ALURBP; SRP14
種	ヒト
GeneID	6727
免疫原	ヒトSRP14 (NP_003125.3) のアミノ酸1-136に対応する組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P37108
タンパク質分子量	15kDa
発送	保冷バッグ