


Anti-Srp19ポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - P09132

商品番号: CM0030774



前書き

シグナル認識粒子（SRP）の構成要素であるSRP19を標的とするウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのサンプルと反応性があり、WB、IHC-P、ELISAで検証済みです。タンパク質輸送の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SRP19 Rabbit pAb
備考/別名	SRP19
種	ヒト
遺伝子ID	6728
免疫原	ヒトSRP19（NP_003126.1）のアミノ酸1-144に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P09132
タンパク質分子量	16kDa
配送	アイスバッグ