


抗Srp54ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P61011

商品番号: CM0025039



前書き

ヒトSRP54を標的とする高品質ウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しており、マウスとの交差反応性を示します。SRPを介したタンパク質輸送および小胞体へのターゲティング研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SRP54 Rabbit pAb
別名	SCN8; SRP54
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6729
遺伝子ID	6729
免疫原	ヒトSRP54 (NP_001139754.1) のアミノ酸196～455番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P61011
タンパク質分子量	56kDa
輸送方法	氷袋