


抗Srp54ウサギモノクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - P61011

商品番号: CM0006951



前書き

ヒトSRP54 (P61011)

に対するウサギモノクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットと反応します。SRP54は、翻訳共役型の小胞体へのタンパク質標的化に参与するシグナル認識粒子のサブユニットです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SRP54 ウサギmAb
別名	SCN8; SRP54
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6729
免疫原	ヒトSRP54 (P61011) のアミノ酸400～504番目の配列に相当する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P61011
タンパク質分子量	56kDa
発送方法	保冷剤梱包