


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Srp72 ポリクローナル抗体 - O76094

商品番号: CM0017139



前書き

ヒトSRP72に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。SRPを介した小胞体へのタンパク質ターゲティング研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SRP72 Rabbit pAb
備考/別名	BMFF; BMFS1; HEL103; SRP72
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6731
遺伝子ID	6731
免疫原	組換えタンパク質: ヒトSRP72 (NP_008878.3) のアミノ酸440-544に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O76094
タンパク質分子量	75kDa
配送	保冷バッグ