


## Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Srp72 ウサギモノクローナル抗体 - O76094

商品番号: CM0012720



### 前書き

ヒトSRP72 (O76094)

に対する高品質なウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応。SRP複合体と小胞体ターゲティングの研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| 製品名         | [KD検証済] SRP72 ウサギ mAb                                  |
| 備考/別名       | BMFF; BMFS1; HEL103; SRP72                             |
| 種           | ヒト                                                     |
| GeneID (ヒト) | 6731                                                   |
| GeneID      | 6731                                                   |
| 免疫原         | ヒトSRP72 (NP_008878.3) のアミノ酸440-544に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 由来          | ウサギ                                                    |
| カテゴリー       | モノクローナル抗体                                              |
| 適用          | WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA                                  |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                             |
| SWISS       | O76094                                                 |
| タンパク質分子量    | 75kDa                                                  |
| 発送          | 保冷バッグ                                                  |