


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Srpklモノクローナル抗体 - Q96Sb4

商品番号: CM0010514



前書き

高品質なウサギモノクローナル抗SRPK1抗体。ウエスタンブロット、IHC-P、ELISAでの性能検証済み。ヒト、マウス、ラットのSRPK1（UniProt Q96SB4）に反応します。スプライシングおよび細胞周期研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SRPK1ウサギmAb
備考／別名	SFRSKI
種	ヒト
遺伝子ID	6732
免疫原	ヒトSRPK1（NP_003128.3）のアミノ酸291～390内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96SB4
タンパク質分子量	74kDa/72kDa/92kDa
発送	保冷バッグ