

Wb、If/Icc、Elisa用抗Srpk1ウサギポリクローナル抗体 - Q96Sb4

商品番号: CM0025583



前書き

SRPK1ウサギポリクローナル抗体（UniProt Q96SB4）は、ウェスタンブロット、免疫蛍光、ELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。SRタンパク質のリン酸化、スプライシング制御、細胞周期進行の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SRPK1 Rabbit pAb
備考/別名	SFRSK1; SRPK1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6732
GeneID	6732
免疫原	ヒトSRPK1 (NP_003128.3) のアミノ酸290～480内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96SB4
タンパク質分子量	74kDa
発送方法	保冷剤