


WbおよびElisa用Anti-SrpK2ウサギポリクローナル抗体 - P78362

商品番号: CM0021376



前書き

ヒトSRPK2（SRSFプロテインキナーゼ2）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。SRPK2はmRNAスプライシング、アポトーシス、およびウイルス複製を制御します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SRPK2 Rabbit pAb
備考/別名	SFRSK2; SRPK2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6733
GeneID	6733
免疫原	ヒトSRPK2 (NP_872633.1) のアミノ酸420-520に相当する配列に一致する組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P78362
タンパク質分子量	78kDa
配送	氷袋