

Anti-Srpr ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P08240

商品番号: CM0027180



前書き

ヒトSRPR（SRP受容体αサブユニット）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAアプリケーション用。ヒトと交差反応する；免疫原はN末端領域をカバーする。研究用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SRPR Rabbit pAb
備考/別名	DP; SRPR; Sralpha
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6734
GeneID	6734
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P08240
タンパク質分子量	70kDa
配送	アイスバッグ