


抗Srprbウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - Q9Y5M8

商品番号: CM0015875



前書き

SRPRBウサギポリクローナル抗体は、ヒト、マウス、ラットにおけるWB、IF/ICC、ELISAで検証済みです。タンパク質標的化研究のためにシグナル認識粒子受容体サブユニットβを標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SRPRB ウサギ pAb
備考/別名	APMCF1; SR-beta; SRPRB
生物種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	58477
遺伝子ID	58477
免疫原	組換えタンパク質 ヒトSRPRB (NP_067026.3) のアミノ酸57〜271に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y5M8
タンパク質分子量	30kDa
発送	保冷剤