

Wb、Ihc-P、Elisa用抗SrpXポリクローナル抗体 - P78539

商品番号: CM0014832

前書き

ヒトSRPXウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットティング、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスと交差反応性あり。食作用、細胞接着、網膜円盤脱落の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SRPX ウサギ pAb
別名	DRS; ETX1; SRPX1; HEL-S-83p; SRPX
種	ヒト
GeneID	8406
免疫原	ヒトSRPX (NP_006298.1) のアミノ酸40〜320番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P78539
タンパク質分子量	52kDa
発送方法	氷袋梱包