

Ihc-P、Elisa用抗Srirtウサギポリクローナル抗体 - Q9Bxp5

商品番号: CM0028749



前書き

IHC-

PおよびELISA用の高品質SRRT/ARS2ウサギポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのSRRTタンパク質（101

kDa、Q9BXP5）を検出します。miRNAプロセッシング、細胞周期進行、転写調節の研究に不可欠なツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SRRT ウサギ pAb
別名	ARS2, ASR2, serrate, SRRT
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	51593
GeneID	51593
免疫原	ヒトSRRT (NP_001122325.1) のアミノ酸623-872番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BXP5
タンパク質分子量	101kDa
発送方法	氷袋