


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Srsf1/Sf2/Asfモノクローナル抗体 - Q07955

商品番号: CM0009576



前書き

SRSF1

(SF2/ASF)を標的とする高品質なウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのSRSF1を認識します。スプライシング研究、診断薬開発、バイオマーカー研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SRSF1/SF2/ASF Rabbit mAb
備考/別名	ASF; SF2; SFRS1; SF2p33; SRp30a; SRSF1/SF2/ASF
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6426
遺伝子ID	6426
免疫原	合成ペプチド ヒトSRSF1/SF2/ASF (NP_008855.1) のアミノ酸100-200以内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q07955
タンパク質分子量	28kDa
配送	アイスパック