


## WbおよびElisa用 Anti-Srsf1/Sf2/Asf ウサギポリクローナル抗体 - Q07955

商品番号: CM0023045



### 前書き

ウェスタンブロットおよびELISA用、ヒトSRSF1/SF2/ASF (SF2, ASF)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。マウスおよびラットの内在性タンパク質と交差反応します。スプライシング変異およびmRNAプロセシングの研究に適しています。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                    |
|------------|------------------------------------------------------|
| 製品名        | SRSF1/SF2/ASF ウサギ pAb                                |
| 備考/別名      | ASF; SF2; SFRS1; SF2p33; SRp30a; SRSF1/SF2/ASF       |
| 種          | ヒト                                                   |
| 遺伝子ID (ヒト) | 6426                                                 |
| 遺伝子ID      | 6426                                                 |
| 免疫原        | ヒト SRSF1/SF2/ASF (NP_008855.1) のアミノ酸1-248に相当する合成ペプチド |
| ソース        | ウサギ                                                  |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                            |
| アプリケーション   | WB, ELISA                                            |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                           |
| SWISS      | Q07955                                               |
| タンパク質分子量   | 28kDa                                                |
| 配送         | 氷袋                                                   |