


ウエスタンブロット、Ihc-P、Elisa用 抗Srsf2 ウサギ ポリクローナル抗体 - Q01130

商品番号: CM0029531



前書き

ヒトSRSF2スプライシング因子を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロット（WB）、IHC-P、ELISAに使用可能。ヒト、マウス、ラットと交差反応性を示します。前駆体mRNAスプライシング研究および診断応用に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	SRSF2 Rabbit pAb
備考 / 別名	SC35; PR264; SC-35; SFRS2; SFRS2A; SRp30b; SRSF2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6427
遺伝子ID	6427
免疫原	ヒトSRSF2 (NP_001182356.1) のアミノ酸1-100に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用方法	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q01130
タンパク質分子量	25kDa
輸送	保冷バッグ