


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Srsf3モノクローナル抗体 - P84103

商品番号: CM0006265



前書き

mRNAの選択的スプライシングおよび核外輸送に関与するセリン/アルギニンリッチスプライシング因子SRSF3を標的とするウサギ組換えモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットサンプルにおけるWB、IHC-P、ELISAで検証済み。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SRSF3ウサギmAb
備考/別名	SFRS3; SRp20; SRSF3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6428
遺伝子ID	6428
免疫原	ヒトSRSF3 (P84103) のアミノ酸1~100内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P84103
タンパク質分子量	19kDa
配送	保冷剤