

抗Srsf3ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - P84103

商品番号: CM0030262



前書き

SRSF3

(SRp20)を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットを認識し、スプライシングおよびmRNA輸出研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SRSF3 Rabbit pAb
別名	SFRS3; SRp20; SRSF3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6428
GeneID	6428
免疫原	ヒトSRSF3 (NP_003008.1)のアミノ酸1-90番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P84103
タンパク質分子量	19kDa
発送方法	氷袋