

Anti-Srsf4ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q08170

商品番号: CM0029376

前書き

ヒトSRSF4 (SFRS4/SRP75, 57 kDa)
を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みであり、マウスおよびラットとの交差反応性を示します。スプライシング研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SRSF4 Rabbit pAb
備考/別名	SFRS4; SRP75; SRSF4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6429
GeneID	6429
免疫原	ヒトSRSF4 (NP_005617.2) のアミノ酸1-180に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	Q08170
タンパク質分子量	57kDa
配送	アイスバッグ