

WbおよびElisa用 抗Srsf6 (Srp55) ウサギポリクローナル抗体 - Q13247

商品番号: CM0017936



前書き

ヒトSRSF6 (SRp55)

に対する高品質なウサギポリクローナル抗体で、WB
およびELISAで検証済みです。ヒト、マウス、ラットの
のサンプル中の内因性SRSF6を検出します。スプライ
シング研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SRSF6 Rabbit pAb
備考 / 別名	B52; SFRS6; SRP55; HEL-S-91; SRSF6
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6431
遺伝子ID	6431
免疫原	ヒトSRSF6 (NP_006266.2) のアミノ酸1-100に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13247
タンパク質分子量	40kDa
発送	保冷バッグ