

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Srsf7 ラビットポリクローナル抗体 - Q16629

商品番号: CM0018804



前書き

mRNAプロセッシングおよびエクスポートに関与するスプライシング因子であるヒトSRSF7/9G8を標的とする高純度ラビットポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性があります。スプライシング制御の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SRSF7 ラビット pAb
備考/別名	9G8; AAG3; SFRS7; SRSF7
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6432
GeneID	6432
免疫原	ヒトSRSF7 (NP_001026854) のアミノ酸60-120に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ラビット
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q16629
タンパク質分子量	27kDa
配送	氷袋