

抗Srsf8ウサギポリクローナル抗体（Wb用） - Q9Brl6

商品番号: CM0021747



前書き

ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みのウサギポリクローナル抗SRSF8抗体で、マウスと交差反応性を示します。pre-mRNAの選択的スプライシングに関与するヒトセリン/アルギニンリッチスプライシング因子8を標的としています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SRSF8 Rabbit pAb
備考／別名	DSM-1; SRP46; SFRS2B; SRSF8
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10929
遺伝子ID	10929
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q9BRL6
タンパク質分子量	32kDa
発送方法	保冷剤梱包