

抗Sscal/Serpinb3モノクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - P29508

商品番号: CM0007760



前書き

ヒト Serpin B3/SCCA-1を標的とするモノクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応し、がんおよびアポトーシス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SSCA1/SerpinB3 ウサギmAb
別名	SCC; T4-A; SCCA1; SSCA1; SCCA-1; HsT1196; SCCA-PD; SSCA1/SerpinB3
種	ヒト
遺伝子ID	6317 (ヒト)
免疫原	ヒトSSCA1/SerpinB3 (NP_008850.1) のアミノ酸2-390に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P29508
タンパク質分子量	45kDa
発送方法	氷袋梱包