


Anti-Sscal/Serpinb3 ポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - P29508

商品番号: CM0027936



前書き

ヒトSSCA1/SerpinB3 (SCCA-1)に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAに適しています。マウスと交差反応します。扁平上皮癌およびアポトーシスの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SSCA1/SerpinB3 Rabbit pAb
備考/別名	SCC; T4-A; SCCA1; SSCA1; SCCA-1; HsT1196; SCCA-PD; SSCA1/SerpinB3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6317
GeneID	6317
免疫原	ヒトSSCA1/SerpinB3 (NP_008850.1) のアミノ酸2-390に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P29508
タンパク質分子量	45kDa
配送	氷袋