

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Ssna1ウサギポリクローナル抗体 - O43805

商品番号: CM0013671

前書き

WB、IHC-P、ELISAで検証済みのウサギポリクローナル抗SSNA1抗体。ヒト、マウス、ラットと反応します。軸索分岐、細胞分裂、微小管安定性に関与する微小管核形成因子を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SSNA1 ウサギ pAb
別名	N14; NA14; NA-14; SSNA1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8636
GeneID	8636
免疫原	組換えタンパク質 ヒトSSNA1 (NP_003722.2) のアミノ酸1-119に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O43805
タンパク質分子量	14kDa
輸送方法	保冷剤