

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Ssr2 ウサギポリクローナル抗体 - P43308

商品番号: CM0021001



前書き

SSR2 (TRAP-β) に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットのサンプルと交差反応性があります。ERタンパク質保持の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SSR2 ウサギ pAb
備考/別名	TLAP; HSD25; TRAPB; TRAP-BETA; SSR2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6746
遺伝子ID	6746
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P43308
タンパク質分子量	20kDa
輸送	保冷バッグ