


WbおよびElisa用抗Ssr3ウサギポリクローナル抗体 - Q9Unl2

商品番号: CM0020618



前書き

ウェスタンブロッティングおよびELISAに対応した高品質な抗SSR3ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのSSR3と交差反応します。小胞体タンパク質の保持およびカルシウム結合メカニズムの研究に信頼性の高いツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SSR3 ウサギpAb
備考／別名	TRAPG; SSR3
種	ヒト
遺伝子ID	6747
免疫原	ヒトSSR3 (NP_009038.1) のアミノ酸70～145に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UNL2
タンパク質分子量	21 kDa
輸送条件	保冷バッグ