


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用Anti-Ssrp1ポリクローナル抗体 - Q08945

商品番号: CM0025291



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAでバリデーションされたウサギ抗SSRP1ポリクローナル抗体（pAb）。ヒトおよびマウスのSSRP1（FACT80）と反応します。これは、クロマチンリモデリング、転写伸長、およびDNA修復に関与するFACT複合体のサブユニットです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	SSRP1 Rabbit pAb
備考/別名	FACT; T160; FACT80; SSRP1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6749
遺伝子ID	6749
免疫原	ヒトSSRP1（NP_003137.1）のアミノ酸1-300に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q08945
タンパク質分子量	81kDa
配送	氷袋